

# PRÄANALYTIK MIKROBIOLOGIE

## OHRABSTRICH

### MITTELOHRSEKRET



#### INDIKATOREN

- › Otitis media (akut, chronisch)
- › Otitis extern

#### MATERIALGEWINNUNG

- › Tupferabstrich unter Sicht (Otoskop oder Ohrmikroskop) von den Läsionen oder vom Exsudat entnehmen und im Transportmedium einsenden
- › Bei trockenen Läsionen kann der Abstrichtupfer mit physiolog. NaCl-Lösung angefeuchtet werden

› Lagerung bis zum Transport im Kühlschrank (bei 4–8°C)

#### HINWEISE

- › Spross- und Schimmelpilze werden bei der normalen kulturellen Untersuchung miterfasst

