



INDIKATIONEN

- › Verdacht auf Katheter-assoziierte Infektionen

MATERIALGEWINNUNG

- › Insertionsstelle desinfizieren
- › Katheter ziehen
- › Spitze (ca. 4–6 cm) mit steriler Schere abschneiden und in ein steriles Gefäß geben

VORGEHENSWEISE

Gefäß ohne Nährbouillon

- › bei der Kultur ist eine semiquantitative Keimzahlbestimmung (nach MAKI) möglich.
- › Nachteil: Absterben empfindlicher Bakterien bei längerer Transportzeit

Gefäß mit Nährbouillon

- › alle Keime werden angezüchtet.
- › Nachteil: eine semiquantitative Aussage ist nicht möglich.

LAGERUNG

- › in Blutkulturflasche oder in sterilem Röhrchen bei Raumtemperatur