

PRÄANALYTIK MIKROBIOLOGIE

RACHENABSTRICH

TONSILLENABSTRICH



INDIKATOREN

- › Scharlach, Angina, Rachen-Diphtherie
- › Screeninguntersuchungen zum Nachweis von Keimträgertum z. B. MRSA
- › Nachweis viraler Erreger von Atemwegsinfektionen

MATERIALGEWINNUNG

- › Abstrich von Tonsillen oder Seitensträngen unter Drehen und kräftigem Andrücken (Wangen-, Zungen- und Rachenschleimhaut nicht mit Tupfer berühren, um eine Kontamination der Probe mit Bakterien der physiologischen Rachenflora zu vermeiden)
- › Tupfer in Transportmedium einbringen
- › Bei Verdacht auf Angina Plaut-Vincent bitte 2 Tupfer einsenden
- › Bei Verdacht auf Diphtherie Sekret unter abgehobener Pseudomembran entnehmen ggfs. auch vom Kehlkopf

SPEZIALUNTERSUCHUNGEN

Folgende Anforderungen/Diagnosen oder Verdachtsfälle bitte extra vermerken

- › Angina Plaut-Vincent
 - › Diphtherie
 - › Untersuchung von Keimträgern (MRSA)
-
- › Lagerung bis zum Transport im Kühlschrank (bei 4–8°C)

